



## MÉDICAMENTS AU SEL D'EMS® POUR ENFANTS DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN



→ Le **Sel Emser® Emballage combiné de 1,475 g** avec la **douche nasale pour enfants Nasanita®** offre aux enfants de 3 à 12 ans un système de douche nasale d'application sûre avec un récipient de rinçage adapté aux enfants.



→ Le **spray nasal Emser®** est utilisé pour hydrater et nettoyer en douceur la muqueuse nasale et pour fluidifier les sécrétions épaisses, de manière efficace et sans produits chimiques. Disponible également en gouttes pratiques pour l'utilisation chez les nourrissons. **Emser® gouttes nasales baby**



## EMSER® – PRODUITS DE SOIN POUR TOUTE LA FAMILLE



Disponible dans votre pharmacie et droguerie!

- ✓ Action 100 % naturelle
- ✓ Combat la cause et soulage les symptômes
- ✓ Pour toute la famille

**EMSER®, NATUREL TOUT SIMPLEMENT**  
Produits de soin pour toute la famille.

**Sel d'Ems®** En cas d'affections catarrhales aiguës et chroniques du nez, des sinus, du pharynx, du larynx et des bronches ; pour inhaler, pour rincer le nez et la zone bucco-pharyngée et ainsi que pour se gargariser. Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d'emballage.

Sidroga AG, Weidenweg 15, 4310 Rheinfelden



## EMSER® – LE B.A.-BA POUR LA DOUCHE NASALE DES TOUT-PETITS



# C'EST PERMIS D'IMITER!

## Se rincer le nez peut être amusant – Conseils pour les parents

### Prenez votre temps.

**Le bain devient une fête:** Intégration ludique dans la vie quotidienne.

**Le tour de magie:** La solution disparaît dans l'une des narines et ressort par l'autre!

**Effet d'imitation:** Montrez à votre enfant comment ça marche. Rendez ce moment intéressant!

**Bricolage avec la douche nasale:** On peut y coller des autocollants, la peindre et même lui donner un nom!

**Motifs monstres:** Demandez **gratuitement** votre plan de rinçage individuel, y compris les autocollants de monstres, à l'adresse [apothekenservice@sidroga.com](mailto:apothekenservice@sidroga.com) (N° d'article 532706)

**La récompense:** Si l'enfant utilise la douche nasale régulièrement, ses parents peuvent exaucer l'un de ses petits souhaits.



Plan de rinçage amusant et autocollants de monstres

# LE RINÇAGE DE NEZ DEVIENT UN JEU D'ENFANT

## Le rinçage nasal régulier avec la solution isotonique au sel d'Emser® élimine facilement les virus, les bactéries et les pollens

- Peut être utilisé de manière prolongée
- Idéal pour le traitement des troubles récurrents des voies respiratoires
- Doux et causant peu d'événements indésirables, mais d'une grande efficacité
- Peut être également utilisé en prévention

## Le Sel Emser® 1,475 g agit trois fois:

- Action 100 % naturelle
- Combat la cause et soulage les symptômes
- Décongestionne et fluidifie les sécrétions

En outre, c'est un produit 100 % naturel exempt d'additifs chimiques.



Sel Emser® 1,475 g  
20 sachets pré-dosés

## Ça ne fait pas mal?

Il n'y a pas à avoir peur: Les rinçages nasaux avec nos douches nasales pour enfants ne font pas mal! Ils sont particulièrement doux, car la concentration de la solution de rinçage au Le Sel Emser® correspond exactement à la concentration en sels minéraux des sécrétions nasales. C'est la raison pour laquelle Le Sel Emser® est disponible en sachets pré-dosés pratiques (1,475 g pour 125 ml).

## CONÇUE SPÉCIALEMENT POUR LES ENFANTS: DOUCHE NASALE POUR ENFANTS EMSER® NASANITA®

### Voici comment cela fonctionne

Dévisser le bouchon et remplir la douche nasale pour enfants jusqu'au repère avec de l'eau tiède (125 ml). Ajouter le contenu d'un sachet de Sel Emser® de 1,475 g et refermer le récipient de rinçage. Important: agiter énergiquement la douche nasale pour dissoudre complètement le Sel Emser®! En même temps, boucher la valve du bouchon avec un doigt.

Relever l'embout nasal jusqu'à la butée et placer la douche nasale pour enfants contre une narine. Puis retirer le doigt de la valve du bouchon. La solution rince alors la paroi nasale et s'écoule par l'autre narine.

Si votre enfant ouvre bien grand la bouche pendant le rinçage, le liquide ne s'écoulera pas dans sa gorge. Cela permet également à votre enfant de respirer par la bouche de façon tout à fait détendue pendant le rinçage.



**Veillez respecter la notice d'utilisation!**

Colorée et simple comme un jeu d'enfant



## Attention:

N'oubliez jamais d'ajouter le Sel Emser® même lors du premier essai. Sinon, cela provoque une sensation de brûlure dans le nez!



Vous trouverez davantage d'informations et un film sur l'utilisation correcte à l'adresse: [www.emser.ch](http://www.emser.ch)

