

**La douche nasale Emser® –
Recommandation d'utilisation:**



Sel Emser®
2,95 g



Sel de
rinçage nasal
Emser®

Traitement préventif des refroidissements		✓
Rhume aigu et chronique	✓	
Inflammations chroniques du nez et des sinus	✓	
Allergie aux pollens et allergie à la poussière domestique		✓
Exposition importante à la poussière		✓
Soin régulier des muqueuses		✓
Sécheresse nasale		✓

Douche nasale Emser® au sel d'Ems®

- Action 100 % naturelle
- Combat les causes et apaise les symptômes
- Hydrate et nettoie la muqueuse nasale sèche



Le sel d'Ems® agit trois fois :

- ✓ Le sel Emser® fluidifie les sécrétions épaisses et active les mécanismes d'auto-nettoyage de la muqueuse nasale.
- ✓ Le complexe spécifique de sels minéraux du sel Emser® neutralise les produits acides du métabolisme et atténue ainsi les signes inflammatoires.
- ✓ Les oligoéléments présents dans le sel Emser® favorisent la cicatrisation.



**EMSER® –
PRODUITS DE SOIN POUR
TOUTE LA FAMILLE**



Dans votre
pharmacie et
droguerie

C'EST NATUREL, C'EST EMSER®

Sel Emser®:

Pour le traitement des maladies catarrhales aiguës et chroniques du nez et des fosses nasales, du pharynx, du larynx et des bronches; pour inhaler, pour rincer le nez, pour rincer la zone bucco-pharyngée ainsi que pour se gargariser.

Ceci est un médicament autorisé. Veuillez lire la notice d'emballage

Sidroga AG, Weidenweg 15, CH-4310 Rheinfelden
www.emser.ch
#freeyoumose



**EMSER® –
LA BASE DU
RINÇAGE DE NEZ**



532072_CHF911



RINÇAGE NASAL BÉNÉFIQUE ET LIBÉRATEUR

Les rinçages de nez réguliers assurent une sensation agréable et dégagée au niveau du nez.

Rinçage de nez

- Favorise la fonction naturelle de lavage du nez
- Renforce les mécanismes immunitaires
- Hydrate la muqueuse nasale
- Contribue au maintien de la fonction naturelle

Rinçage de nez avec des solutions salines isotoniques

- Peut être utilisé de manière prolongée sans crainte
- Idéal pour le traitement des troubles récurrents des voies respiratoires
- Doux et causant peu d'événements indésirables
- Aussi pendant la grossesse

RINÇAGE NASAL 100 % NATUREL AVEC EMSER®

La douche nasale aux sels d'Ems® combat les causes et atténue les symptômes

Rinçage de nez au sel d'Ems®

- En cas d'infections aiguës banales des voies respiratoires supérieures, telles qu'un rhume
- En cas de sinusite chronique



Rinçage de nez avec le sel de rinçage de nez Emser®

- Pour les soins quotidiens du nez
- En prévention des maladies dues à un refroidissement
- En cas d'allergie au pollen ou à la poussière domestique
- En cas de sécheresse nasale due p. ex. à la climatisation ou au chauffage



Pour nettoyer et dégager votre nez, c'est simple :

1. Relever l'embout nasal et le placer en position horizontale. Remplir ensuite la douche nasale avec de l'eau tiède.
2. En fonction des besoins, y verser un sachet de sel de rinçage nasal Emser® de 2,5 g ou un sachet de sel Emser® de 2,95 g et dissoudre le sel par agitation. Relever l'embout nasal jusqu'à la butée.
3. Placer l'embout nasal contre une narine. Le liquide s'écoule dans une narine et ressort par l'autre. Si vous ouvrez bien grand la bouche pendant le processus de rinçage, le liquide ne s'écoulera pas dans votre gorge.



Rinçage complet du nez

Régulation optimale de la pression de rinçage grâce à la **valve intégrée dans le couvercle**

Peut être légèrement comprimé

Réservoir de rinçage très souple, de forme ergonomique

Hygiénique, sûr, stable

Démontable, résistant au lave-vaisselle et stérilisable, doté d'une base stable avec fermeture à baïonnette

Précisément adapté

Sachets individuels pratiques adaptés au volume de remplissage du nez

Conseil:

en exerçant une légère pression sur le réservoir, la solution de rinçage peut non seulement atteindre la partie inférieure des fosses nasales, mais parvient également dans les parties moyenne et supérieure des fosses nasales. C'est là que les sinus et l'organe olfactif se rejoignent.



Vous trouverez davantage d'informations et un film sur l'utilisation de la douche nasale en vous rendant sur www.emser.ch

